



康健醫療用品有限公司
Medicare Health Products Co. Ltd.

浴室用品系列

Bathing Aids Series

- 沐浴椅
- 固定便椅
- 活動沐浴便椅
- 後傾式沐浴便椅
- 馬桶加高器
- 防滑扶手
- 沐浴板



quotation@medicare.com.hk



T: 2687 6380
F: 2690 1282



Quotation & Order
53409527

目錄

沐浴椅

P2 - P7

固定便椅

P8 - P11

活動沐浴便椅

P12 - P22

後傾式沐浴便椅

P23 - P26

馬桶加高器

P27 - P29

防滑扶手

P30 - P32

沐浴板及其他配件

P33 - P34

Shower Chair

ESC00110A 圓形沐浴椅PE



- 鋁質支架
- PE厚坐板
- 防滑膠吸盤腳墊
- 可調座高
- 座位直徑: 12.5"
- 座位離地高: 13.5"-20.5"
- 佔地面積: 16"x16"
- PE板厚度: 1"

Shower Chair

ESC00101 沐浴椅



- 鋁質支架
- 塑膠坐板
- 防滑膠吸盤腳墊
- 可調座高
- 座面設排水孔
- 座闊: 20"
- 座深: 11.5"
- 座高: 14"-20"
- 總闊: 20"
- 總深: 19"
- 佔地面積: W18.5" x D16.5"

Shower Chair

ESC00100 靠背沐浴椅



- 鋁質支架
- 塑膠坐板及背板
- 防滑膠吸盤腳墊
- 可調座高
- 座面設排水孔
- 座闊: 20"
- 座深: 11.5"
- 座高: 14"-20"
- 背高: 13.5"
- 總闊: 20"
- 總深: 16.5"
- 佔地面積: W18.5" x D16.5"

Shower Chair

ESC00102S 小U型沐浴椅



- 鋁質支架
- 有靠背
- U型開口座板
- 方便清潔
- 防滑膠吸盤腳墊
- 可調座高
- 座面設排水孔
- 座闊: 20"
- 座深: 11.5"
- 座高: 14"-20"
- 背高: 13.5"
- U型位:
- 總闊: 20"
- 總深: 16.5"
- 佔地面積: W18.5" x D16.5"

Shower Chair



ESC00103 U型沐浴椅

- 鋁質支架
- 原料塑膠坐板
- U型座板
- 方便清潔
- 防滑膠吸盤腳墊
- 可調座高
- 座闊: 16"
- 座深: 14.5"
- 座高: 13.5"-17.5"
- U型位: W14.5"x D8.5"
- 總闊: 17"
- 總深: 23"
- 佔地面積: W18.5"x D21"

Shower Chair



ESC00102 U型靠背沐浴椅

- 鋁質支架
- 原料塑膠坐板及背板
- U型座板
- 方便清潔
- 防滑膠吸盤腳墊
- 可調座高
- 座闊: 16"
- 座深: 14.5"
- 座高: 13.5"-17.5"
- U型位: W14.5"x D8.5"
- 背高: 14.5"
- 總闊: 17"
- 總深: 23"
- 佔地面積: W18.5"x D21"

Shower Chair



ESC00107 沐浴椅連扶手

- 鋁質支架
- 防滑膠吸盤腳墊
- 配有易拆式扶手
- 扶手穩定坐姿
- 可調座高
- 座面設排水孔
- 座闊: 15.5"
- 座深: 13"
- 座高: 16.5"-23.5"
- 背高: 12.5"
- 總闊: 20.5"
- 總深: 19.5"
- 佔地面積: W20"x D17"

Shower Chair



ESC00792S 扶手靠背沐浴椅

- 不銹鋼支架
- 靠背連座一體
- 特附防滑膠吸盤
- 扶手穩定坐姿
- 座面設排水孔
- 座闊: 16"
- 座深: 14"
- 座高: 18"-22"
- 總闊: 22"
- 總深: 21"

Shower Chair

ESC00130L
三片式洗澡椅 - 左扶手



- 鋁質支架
- 配有左邊扶手
- 設有靠背
- 座面板有排水孔
- 10孔微調座高
- 防滑膠吸盤腳墊
- 可調座高
- 跨內浴缸設計
- 座位: W26.4"x D16"
- 座高: 17"-21"(每格0.5")
- 背高: 14.5"
- 扶手高: 9.5"
- 總闊: 31.5"
- 總深: 24"
- 佔地面積: W32 x D20.5"
- 重量: 4.1kg



左扶手及入缸腳



入缸腳10cm吸盤墊



10孔,0.5"調節

Shower Chair

ESC00130R
三片式洗澡椅 - 右扶手



- 鋁質支架
- 配有右邊扶手
- 設有靠背
- 座面板有排水孔
- 10孔微調座高
- 防滑膠吸盤腳墊
- 可調座高
- 跨內浴缸設計
- 座位: W26.4"x D16"
- 座高: 17"-21"(每格0.5")
- 背高: 14.5"
- 扶手高: 9.5"
- 總闊: 31.5"
- 總深: 24"
- 佔地面積: W32 x D20.5"
- 重量: 4.1kg



右扶手及入缸腳



入缸腳10cm吸盤墊



10孔,0.5"調節

Shower Chair



ESC00151 摺合型沐浴椅

- 鋁質支架
- 塑膠座板
- 可獨立更換軟座墊
- 座面板有排水孔
- 防滑膠斜腳墊
- 可調座高
- 座闊: W15.7"x D11.8"
- 座高: 15.5"-18.3"
- 背高: 15.5"
- 總闊: 20.8"
- 總深: 21.6"
- 重量: 3.5kg
- 承重: 100kg



可調座高



摺合後可隨意站立



軟座墊可獨立更換



Shower Chair

ESC00152 小型沐浴椅 (墊腳椅)

- 鋁質支架
- 塑膠座板
- 座面板有排水孔
- 墊腳腳踏
- 吸盤腳墊
- 總闊: 16"
- 總高: 6"
- 總深: 9"
- 重量: 0.95kg



Wall Mounted



EWM00100 掛牆摺合式沐浴椅

- 鋁合金支架
- ABS塑膠底座
- U型膠質座板: W16.3"x D14.3"
- 座板有去水孔
- 可摺疊收納
- 安裝調節座高: 17.5" -21.5"
- 承重: 120kg

Wall Mounted



EWM00101 掛牆摺合式沐浴椅

- 鋁合金支架
- 鋁合底座
- 膠質座板: W20"x D11.5"
- 座板有去水孔
- 可摺疊收納
- 安裝調節座高: 15.5" -21.5"
- 承重: 120kg

Wall Mounted



EWM00102 掛牆摺合式沐浴椅

- 鋁合金支架
- 鋁合金底座
- U型膠質座板: W16.3"x D14.3"
- 座板有去水孔
- 可摺疊收納
- 安裝調節座高: 15.5" -21.5"
- 承重: 120kg

Wall Mounted



EWM00200 掛牆摺合式沐浴椅

- 鋁合金支架
- 鋁合金底座
- 8條膠質座板: W27.5"x D17.7"
- 間縫快速去水
- 可摺疊收納
- 安裝調節座高: 16" -20.8"
- 承重: 190kg

Shower Chair

ESC00114
圓形塑膠沐浴椅




- 塑膠支架
- 可轉式坐板
- 防滑膠吸盤腳墊
- 可調座高
- 椅底有托盤,可放物品
- 附合標準:

- 座位直徑: 16"
- 座位離地高: 16.5"-21"
- 佔地面積: 15.5"x15.5"
- 座板可轉角度: 360°
- 承重: 420lbs
- 重量: 2.7kg

BS ISO 17966:2016

(Assistive products for personal hygiene that support users - Requirements and test methods)



Shower Commode

ESC00115
塑膠沐浴便椅連扶手



- ABS塑膠支架
- 可轉坐板
- 防滑膠吸盤腳墊
- 可調座高
- 椅底有托盤,可放物品
- 有靠背,有扶手
- 可大小便
- 附合標準:

- 座闊: 16"
- 座深: 14"
- 座高: 15"-20"
- 佔地面積: 21"x22"
- 背高: 14.5"
- 承重: 350lbs
- 重量: 5.4kg

BS ISO 17966:2016

(Assistive products for personal hygiene that support users - Requirements and test methods)



Commode Chair

ECM00407
固定型便椅



- 塑膠座板連海棉蓋
- 電鍍支架
- 固定扶手連海棉墊
- 人造皮背墊
- 座高: 17"
- 連座墊高: 18.5"
- 座位: 17"x17"
- 總闊度: 21"
- 總深度: 19"
- 總高度: 33"

Commode Chair

ECM00408
低座型便椅



- 塑膠座板連海棉蓋
- 電鍍支架
- 固定扶手連海棉墊
- 人造皮背墊
- 座高: 15"
- 連座墊高: 16.5"
- 座位: 17"x17"
- 總闊度: 21"
- 總深度: 19"
- 總高度: 33"

Commode Chair

ECM00487
固定型PU便椅



- PU膠軟座板連蓋
- U型座板
- 方便清潔
- 電鍍支架
- 固定扶手連海棉墊
- 座高: 17"
- 連座墊高: 18.5"
- 座位: 17"x17"
- 總闊度: 21"
- 總深度: 19"
- 總高度: 33"


Commode Chair

ECM00488
低座型PU便椅



- PU膠軟座板連蓋
- U型座板
- 方便清潔
- 電鍍支架
- 固定扶手連海棉墊
- 座高: 15"
- 連座墊高: 16.5"
- 座位: 17"x17"
- 總闊度: 21"
- 總深度: 19"
- 總高度: 33"

Commode Chair



PU軟座墊

ECM00467
固定型PU便椅

- PU膠軟座板連蓋
- 電鍍支架
- 固定扶手連海棉墊
- 人造皮背墊
- 座高: 17"
- 連座墊高: 18.5"
- 座位: 17"x17"
- 總闊度: 21"
- 總深度: 19"
- 總高度: 33"

Commode Chair



PU軟座墊

ECM00468
低座型PU便椅

- PU膠軟座板連蓋
- 電鍍支架
- 固定扶手連海棉墊
- 人造皮背墊
- 座高: 15"
- 連座墊高: 16.5"
- 座位: 17"x17"
- 總闊度: 21"
- 總深度: 19"
- 總高度: 33"

Commode Chair



包膠海棉

ECM00427
固定型海棉便椅

- 海棉座板連海棉蓋
- 包軟膠面
- 電鍍支架
- 固定扶手連海棉墊
- 人造皮背墊
- 座高: 17"
- 連座墊高: 18.5"
- 座位: 16"x16"
- 總闊度: 21"
- 總深度: 19"
- 總高度: 33"

Commode Chair



包膠海棉

ECM00428
低座型海棉便椅

- 海棉座板連海棉蓋
- 包軟膠面
- 電鍍支架
- 固定扶手連海棉墊
- 人造皮背墊
- 座高: 15"
- 連座墊高: 16.5"
- 座位: 16"x16"
- 總闊度: 21"
- 總深度: 19"
- 總高度: 33"

Commode Chair

ECM00409-ST 可調座高型便椅



- 塑膠座板連海棉蓋
- 不銹鋼支架
- 固定扶手連防滑墊
- 人造皮背墊
- 可調座高
- 座高: 15"-20"
- 連座墊高: 18.5"
- 座位: 17"x17"
- 總闊度: 21"
- 總深度: 19"
- 總高度: 33"

Commode Chair

ECM00489-ST 可調座高U型便椅



- 橡膠軟座板連蓋
- U型座板
- 方便清潔
- 不銹鋼支架
- 固定扶手連海棉墊
- 可調座高
- 座高: 15"-20"
- 連座墊高: 18.5"
- 座位: 17"x17"
- 總闊度: 21"
- 總深度: 19"
- 總高度: 33"

Commode Chair

ECM00469-ST 可調座高型PU便椅



- 橡膠軟座板連蓋
- 不銹鋼支架
- 固定扶手連防滑墊
- 人造皮背墊
- 可調座高
- 座高: 15"-20"
- 連座墊高: 18.5"
- 座位: 17"x17"
- 總闊度: 21"
- 總深度: 19"
- 總高度: 33"

Commode Chair

ECM00429-ST 可調型座高海棉便椅



- 海棉座板連海棉蓋
- 包軟膠面
- 不銹鋼支架
- 固定扶手連防滑墊
- 人造皮背墊
- 可調座高
- 座高: 15"-20"
- 連座墊高: 18.5"
- 座位: 16"x16"
- 總闊度: 21"
- 總深度: 19"
- 總高度: 33"



Foldable Commode

ECM00421G
鋁合金折合便椅

- 鋁合金支架
 - 斜型吸盤腳
 - U型座板連蓋
 - 特軟包膠海棉座墊
 - 方便清潔
 - 可調式座高
 - 可洗澡
 - 大小便
- 座高: 17" - 21"
 - 座墊: 16" x 16"
 - 扶手高: 8"
 - 總闊: 23"
 - 總深: 21"
 - 總高: 33"-37"
 - 重量: 5.7kg



Foldable Commode

ECM00405
鋁合金折合便椅

- 鋁合金支架
 - 膠質座板連蓋
 - 方便清潔
 - 可調式座高
 - 可洗澡
 - 大小便
- 座高: 17" - 21"
 - 扶手內闊: 17.5"
 - 扶手高: 7"
 - 總闊: 19.5"
 - 總深: 16.5"
 - 總高: 28"-32"
 - 重量: 3.3kg



Foldable Commode

ECM00430
鋁合金折合便椅

- 鋁合金支架
 - U型座板連蓋
 - 特軟包膠海棉座墊
 - 3方向取桶
 - 方便清潔
 - 可調式座高
 - 可洗澡
 - 大小便
- 座高: 16" - 20"
 - 座位: W18"xD17"
 - 扶手高: 9"
 - 總闊: 22"
 - 總深: 20"
 - 總高: 36"-40"
 - 重量: 9kg

2021-2022

NEW Shower Commode 沐浴便椅



ECM30482



ECM30442S



ECM304AC



規格更強 舒適合用


- 軟PU座背墊,舒適合用
- 扶手可放置背後,無阻礙過床
- 直身車架,無縫過床
- 19"闊車架,可入更大的16.25"馬桶

尺寸更細 融入生活

- 18"闊窄身車架,入房埋床更易
- 尺寸縮減,更適合在浴室活動
- 可嵌入一般馬桶闊度15.25"

方便耐用 院舍首選

- 亞膠力座背板,光滑表面極易清洗,免藏污漬
- 25mm加粗支架



光滑面板



台灣製全鎖輪
符合EN12531:2000
(輪子承重及耐力測試)



多角度活動扶手



直身無阻礙過床設計



康健醫療用品有限公司
Medicare Health Products Co. Ltd.



info@medicare.com.hk



T:2687 6380
F:2690 1282



新界火炭山尾街31號華樂
工業中心D座15樓35室

ECM2022 手推式不銹鋼沐浴便椅



- 塑膠座板連海棉蓋
 - 固定扶手
 - 304不銹鋼支架
 - 可調式網狀背墊
 - 可洗澡
 - 大小便
 - 可陷入馬桶
 - 4個全鎖輪(台灣製)
- 座高: 19"
 - 座闊: 17" x 17"
 - 連座墊高: 20.5"
 - 轆直徑: 5"
 - 總闊度: 19.25"
 - 總高度: 38"
 - 總深度: 收入腳踏: 24"
拉出腳踏: 32"

Model	20222	20224	20226	20228
防前翻支撐桿	●	—	●	—
後置腳踏桿	●	●	—	—

● 包含此功能



海棉座墊



圓型便桶



伸縮腳踏架
(斜坡專用)



伸縮腳踏架
[連防翻支撐桿]




轆與支架接合位採用
304不銹鋼實芯柱




塑膠全鎖輪 (台灣製)
符合EN12531:2000
輪子承重及耐力測試



後置腳踏桿



便椅嵌入座廁尺寸:



ECM20242 手推式不銹鋼沐浴便椅



- 塑膠座板連海棉蓋
 - 活動扶手
 - 304不銹鋼支架
 - 可調式網狀背墊
 - 可洗澡
 - 大小便
 - 可陷入馬桶
 - 4個全鎖輪(台灣製)
- 座高: 19"
 - 座闊: 17" x 17"
 - 連座墊高: 20.5"
 - 輪直徑: 5"
 - 總闊度: 19.25"
 - 總高度: 38"
 - 總深度: 收入腳踏: 24"
拉出腳踏: 32"

Model	20242	20244	20246	20248
防前翻支撐桿	●	—	●	—
後置腳踏桿	●	●	—	—

● 包含此功能



海棉座墊



圓型便桶



伸縮腳踏架
(斜坡專用)



伸縮腳踏架
(連防翻支撐桿)



軸與支架接合位採用
304不銹鋼實芯柱




塑膠全鎖輪 (台灣製)
符合EN12531:2000
輪子承重及耐力測試)




活動式扶手



後置腳踏桿



便椅嵌入座廁尺寸:



ECM20282 手推式不銹鋼沐浴便椅



- PU膠軟座板連蓋
 - 304不銹鋼支架
 - U型座板
 - 方便清潔
 - 可調式網狀背墊
 - 可洗澡
 - 大小便
 - 可陷入馬桶
 - 4個全鎖輪(台灣製)
- 座高: 19"
 - 座闊: 17" x 17"
 - 連座墊高: 20.5"
 - 轆直徑: 5"
 - 總闊度: 19.25"
 - 總高度: 38"
 - 總深度: 收入腳踏: 24"
拉出腳踏: 32"

Model	20282	20284	20286	20288
防前翻支撐桿	●	—	●	—
後置腳踏桿	●	●	—	—

● 包含此功能



PU開口軟墊



長方形便桶



伸縮腳踏架
(斜坡專用)



伸縮腳踏架
[連防翻支撐桿]



轆與支架接合位採用
304不銹鋼實芯柱




塑膠全鎖輪 (台灣製)
符合EN12531:2000
輪子承重及耐力測試




活動式扶手



後置腳踏桿



便椅嵌入座廁尺寸:



ECM20262 手推式不銹鋼沐浴便椅

- PU膠軟座板連蓋
- 304不銹鋼支架
- U型座板
- 方便清潔
- 可調式網狀背墊
- 可洗澡
- 大小便
- 可陷入馬桶
- 4個全鎖輪(台灣製)
- 座高: 19"
- 座闊: 17" x 17"
- 連座墊高: 20.5"
- 轆直徑: 5"
- 總闊度: 19.25"
- 總高度: 38"
- 總深度: 收入腳踏: 24"
拉出腳踏: 32"



PU軟座墊



圓型便桶



伸縮腳踏架
(斜坡專用)



伸縮腳踏架
[連防翻支撐桿]



轆與支架接合位採用
304不銹鋼實芯柱




塑膠全鎖輪 (台灣製)
符合EN12531:2000
輪子承重及耐力測試)




活動式扶手



後置腳踏桿



便椅嵌入座廁尺寸:



Shower Commode

ECM20272
防前翻不銹鋼沐浴便椅

- 塑膠座板連海棉蓋
 - 活動扶手
 - 304不銹鋼支架
 - 可調式網狀背墊
 - 可洗澡
 - 大小便
 - 可陷入馬桶
 - 4個全鎖輪(台灣製)
- 座高: 19"
 - 座闊: 17" x 17"
 - 連座墊高: 20.5"
 - 轆直徑: 5"
 - 總闊度: 19.25"
 - 總高度: 38"
 - 總深度: 收入腳踏: 24"
拉出腳踏: 32"



海棉座墊



圓型便桶



活動式扶手



後置腳踏桿



摺合式腳踏架
(不卡斜坡和防前翻功能)



轆與支架接合位採用
304不銹鋼實芯柱



塑膠全鎖輪 (台灣製)
符合EN12531:2000
輪子承重及耐力測試)



安全帶(另購)




PU扶手墊(另購)

Model	20274	20278
防前翻功能	●	●
後置腳踏桿	●	—

● 包含此功能

便椅嵌入座廁尺寸:



Shower Commode

ECM20294

防前翻不銹鋼沐浴便椅



- PU膠軟座板連蓋
- 活動扶手
- 304不銹鋼支架
- U型座板
- 方便清潔
- 可調式網狀背墊
- 可洗澡
- 大小便
- 可陷入馬桶
- 4個全鎖轆(台灣製)

- 座高: 19"
- 座闊: 17" x 17"
- 連座墊高: 20.5"
- 轆直徑: 5"
- 總闊度: 19.25"
- 總高度: 38"
- 總深度: 收入腳踏: 24"
拉出腳踏: 32"

Model	20294	20298
防前翻功能	●	●
後置腳踏桿	●	—

● 包含此功能



PU開口軟墊



長方型便桶



活動式扶手



後置腳踏桿



摺合式腳踏架
(不卡斜坡和防前翻功能)



轆與支架接合位採用
304不銹鋼實芯柱



塑膠全鎖轆 (台灣製)
符合EN12531:2000
輪子承重及耐力測試)




安全帶(另購)



PU扶手墊(另購)

便椅嵌入座廁尺寸:



ECM20304

防前翻不銹鋼沐浴便椅



- PU膠軟座板連蓋
- 活動扶手
- 304不銹鋼支架
- U型座板
- 方便清潔
- 可調式網狀背墊
- 可洗澡
- 大小便
- 可陷入馬桶
- 4個全鎖轆(台灣製)

- 座高: 19"
- 座闊: 17" x 17"
- 連座墊高: 20.5"
- 轆直徑: 5"
- 總闊度: 19.25"
- 總高度: 38"
- 總深度: 收入腳踏: 24"
拉出腳踏: 32"

Model	20304	20308
防前翻功能	●	●
後置腳踏桿	●	—

● 包含此功能



PU軟座墊



圓型便桶



活動式扶手



後置腳踏桿



摺合式腳踏架
(不卡斜坡和防前翻功能)



轆與支架接合位採用
304不銹鋼實芯柱



塑膠全鎖轆 (台灣製)
符合EN12531:2000
輪子承重及耐力測試)




安全帶(另購)



PU扶手墊(另購)

便椅嵌入座廁尺寸:



Shower Commode

ECM00311
鋁合金沐浴便椅



- 鋁合金支架
- 易拆式腳踏
- PU膠座墊連蓋
- PU膠弧型背墊
- 後翻扶手連PU手墊
- 後抽式便盤連蓋

- 座高: 20.5"
- 座闊: 18"
- 座深: 16.5"
- 總闊: 22"
- 總深: 32"
- 總高: 38"
- 承重: 130kg



活動扶手



座高調節



PU座墊連蓋

Shower Commode


ECM00315
鋁合金沐浴便椅



- 鋁合金支架
- 易拆式腳踏
- PU膠座墊連蓋
- PU膠弧型背墊
- 後翻扶手連PU手墊
- 後抽式便盤連蓋

- 座高: 20.5"
- 座闊: 18"
- 座深: 16.5"
- 總闊: 22"
- 總深: 32"
- 總高: 38"
- 四輪: 5"
- 腳踏可調:
距離: 16"-20"
角度: $\pm 20^\circ$
- 承重: 130kg

便椅嵌入座廁尺寸:



活動扶手



活動腳踏



5"全鎖轆

ECM00321


鋁合金可調座高沐浴便椅




ShowerBuddy SB6C (ECM00317)可以移入在大多數馬桶，並具有可調座高功能，可以為用戶提高舒適度。

配有：U型開口座墊，可拆式腳踏，可向後翻扶手，4吋鎖輪，安全帶

- PU膠軟座墊
 - 鋁合金支架
 - U型座板
 - 方便清潔
 - 防水網狀背墊
 - 可洗澡及大小便
 - 可陷入馬桶
- 座高: 16"-20"
 - 座闊: 17" x 17"
 - 扶手高: 8.8"
 - 背高: 19"
 - 總闊: 21.8"
 - 總高: 39"
 - 總深: 35.4"
 - 承重: 300lbs



可配不同配置:



座墊蓋




墊閉型座墊



左開口座墊



右開口座墊




A = 7.08

B = 4.9

C = 13.4

便椅嵌入座廁尺寸:





ECM00316

自助式鋁合金沐浴便椅

- 鋁合金支架
- 易拆式腳踏
- PU膠座墊連蓋
- PU膠弧型背墊
- PU弧型背墊
- 後翻扶手連PU手墊
- 後抽式便盤連蓋
- 前置5"全鎖轆
- 座高: 21"
- 座闊: 18"
- 座深: 16.5"
- 總闊: 25"
- 總深: 40"
- 總高: 38"
- 前輪: 5"
- 後輪: 24"
- 腳踏可調:
距離: 16"-20"
角度: +20°
- 承重: 130kg



PU座墊連蓋



活動扶手



活動腳踏




5"全鎖前轆



24"全鎖後轆

便椅嵌入座廁尺寸:



ECM00326 後傾背鋁合金沐浴便椅



- 鋁合金支架
- 可調靠背角度(4段)
- 可調扶手高度
- 可延長頭托
- 摺合後踏杆
- 後輪鎖
- U型座板連蓋
- 特軟包膠海棉座背墊
- 可洗澡及大小便
- 可延長洗頭頭托

- 座高: 20"
- 座闊: W16" x D16.5"
- 扶手高: 8.7"-12.7"
- 背高: 17"
- 帶刹後輪: 12"
- 帶刹前輪: 5"
- 總闊: 26.7"
- 總高: 37.4"
- 總深: 33"
- 重量: 12.8kg
- 承重: 100kg



可調靠背角度(4段)



可延長洗頭頭托




座墊前翹起, 減少防前滑機會



可調扶手高度

便椅嵌入座廁尺寸:



ECM01797

後傾背鋁合金沐浴便椅

- 鋁合金支架
- PU靠背和座墊
- 可調背墊6段傾斜度
- 安全約束帶
- 方便清潔
- PU扶手墊
- 可拆式扶手
- 4個全鎖輪
- 可調頭枕(球型接合)
- 可拆合式腳踏
- 可洗澡及大小便
- 免工具裝拆
- 拆卸後可接合主架
- 座高: 21.5"
- 座闊: W15.7" x D15.7"
- 扶手內闊: 18.5"
- 扶手高: 7.8"
- 連座傾斜: 75°
- 背高: 21"
- 軹直徑: 4"
- 頭枕: 11.8"-16.9"
- 總闊: 22"
- 總高: 48.5"-53.5"
- 總深: 32.2"-47.6"
- 承重: 100kg
- 重量: 14kg



- 可調背墊6段傾斜度
- 拉起後傾桿,即可後傾
- 調整頭枕高度旋鈕



拆卸後,可摺合主架



4" 全鎖輪



安全約束帶





ECM00317
連座後傾鋁合金沐浴便椅

ShowerBuddy SB3T (ECM00317) 可以移入在大多數馬桶，並具有後傾和可調座高功能，可以為用戶釋放壓力並提高舒適度。配有：U型開口座墊，可拆式腳踏，可向後翻扶手，4吋全鎖輪，安全帶



- PU膠軟座墊
- 鋁合金支架
- U型座板
- 方便清潔
- 防水網狀背墊
- 可洗澡及大小便
- 可陷入馬桶

- 座高: 20"-24"
- 座闊: W17.7" x D16.5"
- 扶手高: 9.44"
- 連座傾斜: 30°
- 背高: 21.45"
- 頭枕: 1.5"-9.65"
- 總闊: 22.5"
- 總高: 39"
- 總深: 37"-39.76"
- 承重: 350lbs



可配不同配置:





大型可調節頭枕



座墊蓋



星型充氣座墊




A = 6.9

B = 4.1

C = 13.6


便椅嵌入座廁尺寸:






ECM00327
連座後傾鋁合金沐浴便椅

- 鋁合金支架
- PU膠座墊連蓋
- PU膠弧型背墊
- PU扶手墊
- PU可調頭托
- 翻上式扶手
- 4個全鎖輪
- 圓型便桶連蓋
- 活動腳踏
- 腳踏板可調節角度
- 座闊: 18"
- 座高: 21.5"-23.5"
- 座深: 17.4"
- 連座後傾: 30°
- 連座前傾: 7°
- 轆直徑: 5"
- 總闊: 21.9"
- 總深: 41.2"
- 總高: 47"-49"
- 承重: 150kg



PU 可調頭托



Raised Toilet Seat

EMS00600
2.5"馬桶加高器



正面



背面

- 適合坐廁
- 總外闊: 12"-15"
- 尺寸: 15.5"x14"
- 重量: 785g
- 承重: 300lbs
- 3點式繫穩設計
- 前後有坑位

Raised Toilet Seat

EMS00603
2.5"馬桶加高器連蓋



正面



背面

- 適合坐廁
- 總外闊: 12"-15"
- 尺寸: 15.5"x14"
- 重量: 818g
- 承重: 300lbs
- 3點式繫穩設計
- 前後有坑位

Raised Toilet Seat

EMS00601
4"馬桶加高器



正面



背面

- 適合坐廁
- 總外闊: 12"-15"
- 尺寸: 15.5"x14"
- 重量: 965g
- 承重: 300lbs
- 3點式繫穩設計
- 前後有坑位

Raised Toilet Seat

EMS00604
4"馬桶加高器連蓋



正面



背面

- 適合坐廁
- 總外闊: 12"-15"
- 尺寸: 15.5"x14"
- 重量: 998g
- 承重: 300lbs
- 3點式繫穩設計
- 前後有坑位

Raised Toilet Seat

EMS00602
6"馬桶加高器



正面



背面

- 適合坐廁
- 總外闊: 12"-15"
- 尺寸: 15.5"x14"
- 重量: 1145g
- 承重: 300lbs
- 3點式繫穩設計
- 前後有坑位

Raised Toilet Seat

EMS00605
6"馬桶加高器連蓋



正面



背面

- 適合坐廁
- 總外闊: 12"-15"
- 尺寸: 15.5"x14"
- 重量: 1178g
- 承重: 300lbs
- 3點式繫穩設計
- 前後有坑位

Raised Toilet Seat

EMS00608
4.5"美式馬桶加高器



- 前有坑位
- 適合座廁尺寸:
內徑前後: 29-39cm
內徑左右: 24-40cm

Raised Toilet Seat

EMS00609
4.5"美式馬桶加高器連扶手



- 設有扶手
- 前有坑位
- 總闊: 20"
- 總深: 16"
- 重量: 998g
- 承重: 300lbs

Raised Toilet Seat

EMS00607
2"套入式PU馬桶加高器



- 適合坐廁總外闊: 12"-15"
- 尺寸: 15.7"x13.9" x2"
- 承重: 180kg
- 套入式設計,簡單安裝
- 前後有坑位

Raised Toilet Seat

EMS00608
4"套入式PU馬桶加高器



- 適合坐廁總外闊: 12"-15"
- 尺寸: 15.7"x13.9" x4"
- 承重: 180kg
- 套入式設計,簡單安裝
- 前後有坑位

Raised Toilet Seat

EMS00610
4"PU馬桶加高器



- 適合坐廁總外闊: 12"-15"
- 尺寸: 15.7"x13.9" x4"
- 承重: 113kg
- 3點式繫穩設計
- 前後有坑位

Grab Bar

EMS00532-535
白色尼龍鋁管防滑扶手



- 管徑適中, 容易抓握
- 防滑凹凸顆粒
- 塑膠外通, 防過冷手感
- 內管優質耐用鋁管



手握長度:
12"(EMS00532)
18"(EMS00533)
24"(EMS00534)
32"(EMS00535)
直徑: 1.38"
安裝後總長度: +3"

Grab Bar

EMS00530
摺合式白色尼龍鋁管防滑扶手29.5"



- 管徑適中, 容易抓握
- 上下均有防滑凹凸顆粒
- 塑膠外通, 防過冷手感
- 內管優質耐用鋁管



手握長度: 29"
直徑: 1.38"
安裝後總長度: +0.5"
底座: 8" x 4.3"

Grab Bar

EMS00536
135度白色尼龍鋁管防滑扶手




- 管徑適中, 容易抓握
- 防滑凹凸顆粒
- 塑膠外通, 防過冷手感
- 內管優質耐用鋁管



手握長度: 18" + 18"
直徑: 1.38"
安裝後總長度: +3"
轉角: 135°

Grab Bar




EMS00502-505
不銹鋼防滑扶手

- 管徑適中, 容易抓握
- 管身附高密度防滑壓紋
- 304不銹鋼, 抗銹力更強

- 手握長度:
12"(EMS00502)
18"(EMS00503)
24"(EMS00504)
32"(EMS00505)
- 直徑: 1.38"
- 管厚: 1.2mm
- 安裝後總長度: +3"

Grab Bar



EMS00506-509
不銹鋼防滑扶手

- 管徑適中, 容易抓握
- 管身附高密度防滑壓紋
- 304不銹鋼, 抗銹力更強

- 手握長度:
12"(EMS00502)
18"(EMS00503)
24"(EMS00504)
32"(EMS00505)
- 直徑: 1.5"
- 管厚: 1.2mm
- 安裝後總長度: +3"

Grab Bar



EMS00500
摺合式不銹鋼防滑扶手29.5"


- 管徑適中, 容易抓握
- 管身附高密度防滑壓紋
- 304不銹鋼, 抗銹力更強
- 反上摺合, 簡單易用

- 手握長度: 29"
- 直徑: 1.38"
- 安裝後總長度: +0.5"
- 底座: 8" x 4.3"




EMS00510
鋁合金馬桶扶手

- 鋁合金支架
- 防銹耐用
- 可調節扶手高低
- 可調節扶距離
- 扶手位有防滑手墊
- 免於牆身轉孔
- 扶手外側闊度: 22.5" - 26.5"
- 扶手離地高: 25.5" - 29.5"
- 總深: 18"
- 適合馬桶高度: 14"-18"
- 適用廁板螺絲距離: 12-16cm



適用廁板螺絲距離

 - 馬桶安裝廁板開孔位




EMS00524
碳鋼馬桶扶手

- 碳鋼支架
- 有左右側杆固定
- 可調節扶手高低
- 可調節扶距離
- 扶手位有防滑手墊
- 免於牆身轉孔
- 活動式靠背
- 4腳大吸盤腳
- 扶手外側闊度: 20" - 22"
- 扶手離地高: 26.5" - 31.5"
- 固定側杆適合馬桶: 12.2-17.7"
- 馬桶左右預留各: 4.5"
- 總深: 19"
- 適合馬桶高度: 14"-19"
- 重量: 5.1kg



Bath Board



ESB00200

塑料條狀沐浴板連扶手-26吋

ESB00201

塑料條狀沐浴板連扶手-27吋

ESB00202

塑料條狀沐浴板連扶手-28吋



- 左右腳可獨立調節位置，適合不同尺寸內缸壁
- 每邊腳有2片防滑墊
- 4條塑料板承托
- 易於排水
- 設有扶手，方便借力
- 尺寸: 9"x26"
- 尺寸: 9"x27"
- 尺寸: 9"x28"
- 適合浴缸: 18"-25"
- 承重: 190kg

Bath Board



ESB00203

塑料條狀沐浴板-26吋

ESB00204

塑料條狀沐浴板-27吋

ESB00205

塑料條狀沐浴板-28吋



- 左右腳可獨立調節位置，適合不同尺寸內缸壁
- 每邊腳有2片防滑墊
- 4條塑料板承托
- 易於排水
- 尺寸: 9"x26"
- 尺寸: 9"x27"
- 尺寸: 9"x28"
- 適合浴缸: 18"-25"
- 承重: 190kg

Bath Board



ESB00206

加闊式塑料條狀沐浴板-26吋

ESB00207

加闊式塑料條狀沐浴板-27吋

ESB00208

加闊式塑料條狀沐浴板-28吋



- 左右腳可獨立調節位置，適合不同尺寸內缸壁
- 每邊腳有2片防滑墊
- 6條塑料板加強承托
- 易於排水
- 尺寸: 15"x26"
- 尺寸: 15"x27"
- 尺寸: 15"x28"
- 適合浴缸: 18"-25"
- 承重: 190kg

浴室用品系列 - 沐浴板及其他配件

New Allied 台灣 Taiwan

Bath Board



ESB00100
28吋沐浴板連扶手



- 尺寸: 12.5"x28"
- 適合浴缸: 16"-25"
- 重量: 2.5kg
- 承重: 250kg
- 4隻安裝腳可獨立調節位置，適合不規則形內缸壁



Sun Care 中國 China

Bath Board



ESB00102
30吋沐浴板連扶手



- 尺寸: 12.5"x30"
- 適合浴缸: 18"-27"
- 重量: 2.7kg
- 承重: 110kg
- 4隻安裝腳可獨立調節位置，適合不規則形內缸壁



INC00503
臥式大便盤

INC00504
大便盤

INC00508
臥式便盤連蓋

ECM01106
圓形便椅盤連蓋



ECM01129
長方方便椅盤

INC00500
有蓋男尿壺

IN00501
女尿壺





www.medicare.com.hk



新界火炭山尾街31號華樂
工業中心D座15樓35室