

極輕·極細
舒適·自然

JPAP[®]

正氣壓睡眠呼吸機 Auto CPAP / CPAP

JPAP為追求舒適呼吸和便攜性而誕生。
無論是在家中還是在外遊，只需一個
設備就可提供持續的高質量睡眠。





追求更大的舒適度

JPAP提供自然支持 (NS)*功能，允許根據用者的呼吸模式和節奏進行理想設定，而不會改變規定的治療效果。

*NS 功能允許分別調整和設置吸氣和呼氣階段的支持水平。

具有突破性的加濕喉管

Hummax QE - 利用加濕喉管中多孔中空纖維膜(Hollow fiber)的特性，可有效地在空氣中提取濕度，令鼻腔得到自然加濕效果。

Hummax 系統

Hummax QE喉管配合專用加濕器，可專用於乾燥天氣 / 敏感性用者 / 重症用者等情況。獨特的加濕系統，使患者獲得更自然舒適的睡眠效果。

JPAP 規格 specifications

模式	Auto CPAP, CPAP
輸出氣壓範圍	4.0 to 20.0cmH2O (0.5cmH2O遞增)
睡眠活動識別	OA, CA, H, FL, SN
初始壓力選擇	2 或 4 cm H2O
漸進式加壓 (Ramp)	0-45分鐘(每 5 分鐘增加)
呼吸模式	E-Type(加強吸氣時段反應)
(Natural Support)	S-Type(加強呼氣時段穩定)
呼吸節奏	吸氣: 0-5級; 呼氣: 0-5級
增濕系統 (Hummax System)	Hummax QE喉管(內含多孔中空纖維)+ 專用加濕器
接駁喉管尺寸	L:1.56m, 19mm
記錄下載	SD Card
介面語言	英語 / 日語
屏幕	2.4"LCD
電源	AC 100 to 240V, 50/60Hz
控制器尺寸	92mm(W)x130mm(D)x36mm(H)*
控制器重量	300g
主機尺寸	98mm(W)x158mm(D)x53mm(H)*
主機重量	360g
工作環境	溫度:5~35°C, 濕度:15~95%RH
符合認證	
IEC 60601-1:2005	醫用電氣設備: 基本安全和基本性能的一般要求
IEC 60601-1-2:2007	醫用電氣設備和醫用電氣系統的電磁兼容性
ISO 13485:2003	醫療器械: 質量管理體系監管要求
EN ISO 14971:2012	醫療器械: 風險管理在醫療器械中的應用

JPAP

實物原大*

W98mm x D158mm x H53mm



康健醫療用品有限公司

Medicare Health Products Co. Ltd.

新界沙田石門安耀街3號匯達大廈11樓18室

Tel: (852)2687 6380

Fax: (852)2690 1282

medicare@medicare.com.hk

*(因印刷可能有輕微偏差)

RSAJ05072022